

CG15L Zero Air


品番: 43-1010 (230V) - UK | 43-1020 (230V) -
EU | 43-1030 (110V) - US



説明

大気放出アプリケーションなどの多くの実験室アプリケーションでは、校正ガスが必要です。これらの要件を満たすために、Peak Scientificは、ゼロエアモデルよりも高いパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに、二酸化炭素、メタン、および水分を空気から除去することによりゼロエアを生成するCG15Lを製造しました。

- ガスの種類 空気
- 統合型コンプレッサ: 番号



主な機能

- クリーンでドライな実験室グレードの空気を生成し、ガス発生器と機器への最適な供給を保証します
- 校正ガスの継続的な供給
- 連邦レジスター仕様40CFR 86.114-79の要件に適合
- 可動部品が少ないため、メンテナンスがほとんど不要で、発電機の寿命が長くなります
- 完全に無音の動作
- Precision Air Compressorでサポート可能
- 最小限の設定で12か月の包括的なオンサイト保証が必要

技術仕様

	CG15L Zero Air
ガスの種類	空気
最大ガス流量:	15L/min
最高純度:	<0.1ppm
ガス出口の設定:	1x 1/4" BSP Female
最低入口圧力:	100psi/6.9bar
最高入口圧力:	125psi/8.6bar
起動時間:	30 mins
消費電力:	1100/540 W
電圧:	120 / 220 V ±10%
周波数:	50 / 60 Hz
電流:	2.6 / 5.2 A
認証:	CE
大きさ (高さx幅x奥行き) ミリメートル	410 x 410 x 430 mm
大きさ (高さx幅x奥行き) インチ	16.1 x 16.1 x 16.9 inches
装置の重量	58kg / 127.6lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific のガス発生装置は、世界中の研究所における信頼性、利便性および性能のベンチマークとなっており、2年間の保証* が付いています。ただし、この期間を経過した後も、当社の包括的な発生装置保証契約[**Protected**]によって引き続き製品は保護されます。

当社の世界クラスのアフターケアサポートパッケージは、お客様に合うようにスケジュールされた定期的な予防保守プログラムを提供すると同時に、世界中のテクニカルサポートへのインスタントアクセスと、万一の故障の際には優先的なオンサイトサービスを受けられるという安心感を提供します。

- 部品の注文については、以下をご覧ください。 www.peakscientific.com/ordering/
- サービスプランについては、以下をご覧ください。 www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

ピークサイエンティフィックジャパン株式会社
Tel: 03-6864-0468

世界中の私たちの完全なリストについては
オフィスの場所については、以下をご覧ください。

Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com



0003