

Genius XE SMZ 窒素ガス発生器

使用用途: ShimadzuLCMS-8060NX
ShimadzuLCMS-9030 Shimadzuまたは高ガス供給モードの島津LCMS-8045 Shimadzuまたは高ガス供給モードの島津LCMS-8050 Shimadzuまたは高ガス供給モードの島津LCMS-8060

品番: 3303886



説明

高度な技術と洗練された堅牢なエンジニアリングを組み合わせ、クラス最高のGenius XE窒素発生器シリーズに基づいて構築された、Genius XE SMZは、最新の高性能島津LC-MS機器の要件を満たし、それを超えるように設計されたプレミアムスタンドアロン窒素ソリューションを提供します。パフォーマンスと信頼性が最も重要です。

デュアルアウトレット(1 x 窒素、1 x 空気)を備えたGenius XE SMZは、小型で静かなガス発生器からオンデマンドでLC-MSグレードの窒素を提供するように精密に設計されています。Multi-StagePurification™とElectronicCompressorOptimization™ (ECO)テクノロジーを備えた次世代の統合コンプレッサーを搭載したGenius XE SMZは、LCMS-8060NXを含む最新の島津LC-MS機器を快適にサポートできます。


- **ガスの種類** 窒素
- **統合型コンプレッサ:** はい
- **アプリケーションの種類:** ShimadzuLCMS-8060NX ShimadzuLCMS-9030 Shimadzuまたは高ガス供給モードの島津LCMS-8045 Shimadzuまたは高ガス供給モードの島津LCMS-8050 Shimadzuまたは高ガス供給モードの島津LCMS-8060



主な機能

最新の島津LC-MS機器の要求を満たすように設計および設計されています
Multi-StagePurification™により、水分と汚染物質を効率的に除去し、一貫した品質のガスを提供します
騒音と熱の放出が少なく、ラボ環境への影響が少ない
GeniusXE専用設計された次世代の高性能プレミアムコンプレッサー
使いやすさと操作性のためのタッチスクリーンフルカラーユーザーインターフェース
低エネルギー消費とコンプレッサー耐久性のためのECO (Electronic CompressorOptimisation™) テクノロジー
年間メンテナンススケジュールを修正
2年間の包括的なメーカー保証*

*保証の2年目は、1年目の終わりに、固定の年間メンテナンススケジュールに従ってPeakが承認したエージェントによって発電機が修理されることを条件とします。利用規約の全文については、www.peakscientific.com/warranty-statementをご覧ください。



技術仕様

Genius XE SMZ 窒素ガス発生器	
ガスの種類	窒素
最大ガス流量:	27L/min
最大出口圧力:	100psi/6.9bar
ガスの種類	空気
最大ガス流量:	29L/min
最大出口圧力:	99psi/6.8bar
最大出口圧力:	100psi/6.9bar
ガス出口の設定:	2 x 1/4" BSP
起動時間:	30 min
消費電力:	1.64 kVA
電圧:	220 - 240v ±10%
周波数:	50/60 Hz
電流:	9 Amps
熱出力:	<5545 BTU
動作時の最高温度:	30°C / 86°F
分子:	<0.01µm
騒音レベル:	57dB(A) @ 1m
認証:	CE, FCC
大きさ (高さx幅x奥行き) ミリメートル	700 x 570 x 897 mm
大きさ (高さx幅x奥行き) インチ	27.6 x 22.4 x 35.3 inches
装置の重量	129kg / 283.8lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific のガス発生装置は、世界中の研究所における信頼性、利便性および性能のベンチマークとなっており、2年間の保証* が付いています。ただし、この期間を経過した後も、当社の包括的な発生装置保証契約[**Protected**]によって引き続き製品は保護されます。

当社の世界クラスのアフターケアサポートパッケージは、お客様に合うようにスケジュールされた定期的な予防保守プログラムを提供すると同時に、世界中のテクニカルサポートへのインスタントアクセスと、万一の故障の際には優先的なオンサイトサービスを受けられるという安心感を提供します。

- 部品の注文については、以下をご覧ください。 www.peakscientific.com/ordering/
- サービスプランについては、以下をご覧ください。 www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

ピークサイエンティフィックジャパン株式会社
Tel: 03-6864-0468

世界中の私たちの完全なリストについては
オフィスの場所については、以下をご覧ください。

Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com



0003