

Precision Air Compressor


品番: 65-0555 (230V) | 65-1555 (110V)



説明

Precision Air Compressorは、Precision NitrogenおよびPrecision Zero Airガスジェネレーターに専用の完全に統合された圧縮空気源を提供するように特別に設計および設計されています。発電機と同じコンパクトで積み重ね可能なフォームファクター内に収容されたPrecision Air Compressorモジュールは、通常はベースユニットとして任意のPrecisionスタックに追加できます。利用可能です。独自の二重コンプレッサー取り付けシステムのおかげで、Precision Air Compressorは低ノイズと低振動のメリットも享受し、通常の実験室での操作において比較的静かになります。

- **ガスの種類** 空気
- **統合型コンプレッサー:** はい



主な機能

- 精密窒素およびゼロエアジェネレーター用の圧縮空気供給
- 1つのユニットで、Precision NitrogenとZero Airの両方の発電機をスタックで供給できます
- 異音や振動を減衰させる二重コンプレッサー取り付けシステム
- サービス&修理ステータスインジケータ
- 12か月の包括的なオンサイト保証



技術仕様

Precision Air Compressor	
ガスの種類	空気
最大ガス流量:	VariousL/min
最大出口圧力:	120psi/8.3bar
最大出口圧力:	120psi/8.3bar
ガス出口の設定:	1 x 1/4" BSPP
消費電力:	510 / 1150 W
電圧:	110 / 230 V
周波数:	50 / 60 Hz
電流:	10 A (110V) / 2.45 A (230V)
熱出力:	1740 - 3922 (BTU)
動作時の最高温度:	35°C / 95°F
認証:	CSA, CE
大きさ (高さx幅x奥行き) ミリメートル	406 x 380 x 540 mm
大きさ (高さx幅x奥行き) インチ	16 x 15 x 21.3 inches
装置の重量	42kg / 92.4lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific のガス発生装置は、世界中の研究所における信頼性、利便性および性能のベンチマークとなっており、2年間の保証* が付いています。ただし、この期間を経過した後も、当社の包括的な発生装置保証契約[**Protected**]によって引き続き製品は保護されます。

当社の世界クラスのアフターケアサポートパッケージは、お客様に合うようにスケジュールされた定期的な予防保守プログラムを提供すると同時に、世界中のテクニカルサポートへのインスタントアクセスと、万一の故障の際には優先的なオンサイトサービスを受けられるという安心感を提供します。

- 部品の注文については、以下をご覧ください。 www.peakscientific.com/ordering/
- サービスプランについては、以下をご覧ください。 www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

ピークサイエンティフィックジャパン株式会社
Tel: 03-6864-0468

世界中の私たちの完全なリストについては
オフィスの場所については、以下をご覧ください。

Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com



0003