



## 説明

Precision Zero Air発生装置は、標準検出限界と微量検出限界レベルの両方で、GCのフレイムサポートガスとして使用される炭化水素フリーの清潔で乾燥したエアを供給するように特別に設計されています

- **ガスの種類** 空気
- **統合型コンプレッサ:** 番号



## 主な機能

- 既存のPrecision製品と統合し、同じモジュール式の積み重ね可能なデザイン
- 炭化水素含有量(メタンとして) <math>\leq</math>市場をリードする純度で0.05ppm
- 最大18L / minのゼロエア最大80psi / 5.5barの出口圧力
- 最小限のメンテナンス要件、高価な触媒チャンバーの交換なし
- 汚染物質がシステムに侵入するリスクが大幅に減少し、ガスが不足するリスクがない
- スタイリッシュで現代的な美学と機能的なデザイン
- ステータスを示す照明機能(黄色のウォームアップ、緑の準備完了)
- Precision Air Compressorと互換性がある
- 12か月の包括的なオンサイト保証

## 技術仕様

Precision Zero 空気18L - ガスジェネレータ	
ガスの種類	空気
最大ガス流量:	18L/min
最大出口圧力:	80psi/5.5bar
炭化水素の含有量:	<0.05ppm
最大出口圧力:	80psi/5.5bar
ガス出口の設定:	1 x 1/4" BSPP
最低入口圧力:	110psi/7.6bar
最高入口圧力:	125psi/8.6bar
Min Air Inlet Flow:	18L
最小入口空気品質:	ISO 8753-1:2010 Class 1.4.1 or Precision Air Compressor
起動時間:	60 mins
消費電力:	594 / 759 W
電圧:	110 / 230 V
周波数:	50 / 60 Hz
電流:	3.3 - 5.4 A
熱出力:	2590
認証:	CE
大きさ (高さx幅x奥行き) ミリメートル	256 x 380 x 540 mm
大きさ (高さx幅x奥行き) インチ	10.1 x 15 x 21.3 inches
装置の重量	25kg / 55lbs

# [PEAK Protected]<sup>TM</sup>

Peak Scientific のガス発生装置は、世界中の研究所における信頼性、利便性および性能のベンチマークとなっており、2年間の保証\* が付いています。ただし、この期間を経過した後も、当社の包括的な発生装置保証契約[**Protected**]によって引き続き製品は保護されます。

当社の世界クラスのアフターケアサポートパッケージは、お客様に合うようにスケジュールされた定期的な予防保守プログラムを提供すると同時に、世界中のテクニカルサポートへのインスタントアクセスと、万一の故障の際には優先的なオンサイトサービスを受けられるという安心感を提供します。

- 部品の注文については、以下をご覧ください。 [www.peakscientific.com/ordering/](http://www.peakscientific.com/ordering/)
- サービスプランについては、以下をご覧ください。 [www.peakscientific.com/service/service-plans/](http://www.peakscientific.com/service/service-plans/)

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

Peak Scientific UK  
Tel: +44 (0)141 812 8100  
Fax: +44 (0)141 812 8200

ピークサイエンティフィックジャパン株式会社  
Tel: 03-6864-0468

世界中の私たちの完全なリストについては  
オフィスの場所については、以下をご覧ください。

Web: [www.peakscientific.com](http://www.peakscientific.com)  
Email: [discover@peakscientific.com](mailto:discover@peakscientific.com)



0003